



Rettungsbox bei Zahnunfällen

Zweckbestimmung:

Die **Dentosafebox** dient dem Transport und der Rettung von herausgeschlagenen oder abgebrochenen Zähnen bzw. Zahnbruchstücken, um die Zellen an der Zahnwurzel am Leben zu erhalten und die Chancen auf eine erfolgreiche Replantation durch den Zahnarzt zu erhöhen.

Anwendungsgebiete:

Die **Dentosafebox** ist indiziert bei Zahnunfällen mit herausgeschlagenen oder abgebrochenen Zähnen bzw. Zahnbruchstücken.

Produktbeschreibung:

Die **Dentosafebox** enthält eine Zellnährlösung, die die Zellen an der Zahnwurzel am Leben erhält. Die Lösung in der **Dentosafebox** dient dem Transport der Zähne, die innerhalb von 48 Stunden replantiert werden müssen.

Bestimmungsgemäße Anwender:

Die **Dentosafebox** ist für Laien bestimmt, die einen Zahnunfall erlitten haben oder Erste Hilfe leisten. Nach dem Transport in eine Zahnklinik ist die **Dentosafebox** an den Zahnarzt zu übergeben, der damit zum bestimmungsgemäßen Anwender wird.

Bestimmungsgemäße Patientenpopulation:

Das Produkt ist uneingeschränkt für die Anwendung am Menschen geeignet. Dies gilt für weibliche und männliche, heranwachsende und erwachsene Patienten sowie Kinder ohne Altersbeschränkung.

Im Falle eines Zahnunfalls folgende Schritte beachten:

1. Ausgeschlagenen Zahn oder Zahnfragment suchen und bereithalten.
Achtung: Zahn nicht an der Wurzel oder Bruchfläche berühren! Zahn nicht reinigen oder desinfizieren!
2. Die **Dentosafebox** ist direkt gebrauchsfertig. Vor dem Öffnen Verfalldatum und Erscheinungsbild der Lösung prüfen. Die Lösung sollte hellrot und klar sein. Ist sie trüb oder gelb, darf sie nicht weiter verwendet werden.
3. Verschluss der Box unmittelbar vor Gebrauch aufschrauben und ausgeschlagenen Zahn oder Zahnbruchstück unverzüglich in die Lösung in der **Dentosafebox** legen.

4. **Dentosafebox** verschließen und Patientenname, Datum und Uhrzeit auf dem Flaschenetikett vermerken.
5. Umgehend eine Zahnarztpraxis oder Zahnklinik aufsuchen!

Information für den behandelnden Arzt:

Zahn oder Zahnfragment vor der Replantation gründlich mit NaCl-Lösung spülen.

Warnhinweise:

- Alle schwerwiegenden Zwischenfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde im Land des Anwenders oder des Patienten zu melden.
- Es gibt keine Kontraindikationen für die **Dentosafebox**.
- Während der Dauer der Anwendung Box bei Raumtemperatur lagern. Kühlung oder Erwärmung beeinträchtigt die Chancen auf eine erfolgreiche Replantation.
- Die **Dentosafebox** beinhaltet eine gebrauchsfertige Lösung. Wird sie trüb und/oder verfärbt sich von Hellrot nach Gelb, ist die Flüssigkeit kontaminiert und darf nicht mehr verwendet werden.
- Nur zum Gebrauch öffnen!
- Keine beschädigten Boxen verwenden!
- Bei unsachgemäßer Wiederverwendung kann es sein, dass die **Dentosafebox** nicht mehr funktioniert oder die Chancen auf eine erfolgreiche Replantation durch Kontaminierung sinken.
- Nicht zur Einnahme. Nicht zum Verzehr.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- An einem trockenen Ort lichtgeschützt bei Temperaturen zwischen 4 °C und 25 °C lagern.
- Die **Dentosafebox** kann mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden.

Art.-Nr.: 403000810006

202.10.20302 Rev2 (2026-07)

 MEDICE



MEDICE Arzneimittel
Pütter GmbH & Co. KG
Kuhlweg 37, 58638 Iserlohn



**HÄGER
WERKEN**



Häger & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg, Germany
www.miradent.de

REF PL-0023

MD

CE 0197

